


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	6110075B	
<b>Désignation</b>	Lame pour réaction d'immunofluorescence Immuno-cell	

---

### Description :

- ✓ Lames pour réaction d'immunofluorescence à revêtement téflon opaque noir
- ✓ Revêtement très hydrophobe
- ✓ Evite les contaminations entre les puits
- ✓ Plage dépolie
- ✓ Puits numérotés
- ✓ Nombre de puits : 4
- ✓ Ø des puits : 7 mm

### Unité de vente :

500 Lames pour réaction d'immunofluorescence Immuno-cell

---