


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	6110082B
<b>Désignation</b>	Lame pour réactions d'immunofluorescence



---

### Description :

- ✓ Pour réaction d'immunofluorescence
- ✓ Revêtement Teflon opaque noir
- ✓ Revêtement très hydrophobe
- ✓ Evite les contaminations entre les puits

### Caractéristiques techniques :

- ✓ 8 puits
- ✓ Diamètre / puits : 8 mm

### Unité de vente :

500 Lames

---