

Désignation

- Barrette de 4 tubes pour thermocycleur QPCR MIC
- Référence : 614002

Unité de vente : 960

Description

- Accessoire pour Thermocycleurs Mic Qpcr Cyler
- Les tubes Mic, de format 0.1 ml, sont disposés en barrettes de 4 avec les capuchons adaptés.
- Ils prennent en charge des volumes de 5 à 30 μ l de mix réactionnel.
- Leur paroi ultra fine est adaptée au fast cycling.
- Une couche d'huile inerte pré-chargée protège le mix réactionnel de l'évaporation et de la condensation.
- Tous les tubes Mic sont livrés dans des racks pour faciliter leur remplissage.

