

FICHE TECHNIQUE

Révision 3 – mars 2104

Désignation du produit : Macro cuve , 4 ml

Spécifications

	<p>614101</p> 
Description	Macro cuve , 4 ml
Dimension	Longueur x profondeur x hauteur [mm] 12,5 x 12,5 x 45 Path length: 10 mm
Volume	Volume de travail : 2.5 ml
Matière	Polystyrène, absence de métaux lourds
Couleur	Transparente
Stérilisation	-
Autres informations	Dispositif à usage unique

Caractéristiques

Basic	longueur d'onde applicable: 340 nm à 900 nm
Température de stockage	-20°C à +60°C
Autoclavable	-
Centrifugation, max RCF	#N/A
Durée de vie	#N/A
Autres informations	-

Conditionnement

Conditionnement	100 / 1000
-----------------	------------