

FICHE TECHNIQUE

Révision 09 – 18 octobre 2013

Numéro de référence : 616201

Désignation du produit : Microtube

Photo :



COMPOSITION :

Matière : PP (Polypropylène), absence de métal lourd

CARACTERISTIQUES:

Couleur	Incolore
Volume [ml]	1.5
Graduation	+
Bouchon attaché	+
Stérilité :	-
Température (résistance) :	-80°C à +121°C
Compatible	Eppendorf
Autoclavable :	Oui
Autres spécifications :	A usage unique Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens

CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 500/4000