

## FICHE TECHNIQUE

Révision 09 – 18 octobre 2013

Numéro de référence : 618201

Désignation du produit : Microtube

Photo :



### COMPOSITION :

Matière : PP (Polypropylène), absence de métal lourd

### CARACTERISTIQUES:

Dimension	Longueur : 39 mm Diamètre intérieur : 10.45 mm Diamètre extérieur : 13 mm
Couleur	Incolore
Volume [ml]	1.5
Graduation	-
Bouchon attaché	-
Stérilité :	-
Température (résistance) :	-80°C à +121°C
Compatible	Eppendorf
Autoclavable :	Yes
Autres spécifications :	A usage unique Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens

### CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 500/3000