

## FICHE TECHNIQUE

Révision 05 – 24 juillet 2012

Numéro de référence : 623201

Désignation du produit : Microtube

Photo :



### COMPOSITION :

Matière : PP (Polypropylène), absence de métal lourd

### CARACTERISTIQUES:

Dimension	Longueur : 40.25 mm (+/-0.3 mm) Diamètre intérieur : 13 mm (+/-0.1 mm) Diamètre extérieur : 9.31 mm
Couleur	Incolore
Volume [ml]	2
Graduation	+
Bouchon attaché	+
Stérilité :	-
Température (résistance) :	-80°C à +121°C
Compatible	Eppendorf
Autoclavable :	Yes
Autres spécifications :	A usage unique Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens

### CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 500/4000