

## BOITE DE CULTURE CELLULAIRE

/ 627170 (stérile)

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Boîte de culture, PS, 35x10mm, 4 puits internes, ergots, stérile, traitement de surface
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing » Poids couvercle : 1,2 – 1,4 g Poids boîte : 1,9 – 2,1 g
<b>Volume</b>	Volume maximal / boîte : 9 ml Volume de travail / puit : 80 µl Zone de croissance / puit : 93 mm <sup>2</sup>
<b>Matériaux</b>	Boîte et couvercle : PS (Polystyrène), absence métaux lourds
<b>Couleur</b>	Boîte et couvercle : transparent
<b>Stérilisation</b>	SAL 10 <sup>-3</sup>
<b>Contrôlé qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Autres informations</b>	Usage unique Élévations pour la ventilation de la culture

### Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenus non cytotoxiques.

<b>Plages température</b>	-20°C à +60°C
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Centrifugation,</b>	N/A
<b>RCF max</b>	
<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
<b>Durée de conservation</b>	4 ans après le mois de fabrication

### Conditionnement

<b>Pièces / sachet</b>	10
<b>Pièces / carton</b>	740
<b>Numéro de lot</b>	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
<b>Autre information</b>	Certificat de qualité à télécharger

### Autre information

Pour recherche uniquement. Non pour diagnostics

### Image

