

FICHE TECHNIQUE

Révision 04 – 16 juillet 2006

Numéro de référence : 628102

Désignation du produit : Boite de Petri

Photo :



COMPOSITION :

Matière du tube : Polystyrène, absence de métaux lourds

Matière du couvercle : Polystyrène, Haute Densité, absence de métaux lourds

CARACTERISTIQUES:

Dimension nominale Ø x hauteur : Boite 54.39 (+0.1/-0.2 mm) x 13.8 mm (+0.1mm)
Couvercle 59 (+0.1/-0.2 mm) x 15.4 mm (+0.1/-0.2 mm)

Poids 7.4g – 7.8g

Ergots : +

Version lourde : -

Couleur : Transparente

Volume max : 28 ml

Température (résistance) : - 20°C à +60°C

Autres informations :

Autoclavable : -

Centrifugation #N/A

Durée de vie : #N/A

Autres informations :

CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 20/600