

FICHE TECHNIQUE

Référence	628161
Désignation	Boîte de Pétri 60 mm



Description :

- ✓ Boîte de Pétri avec couvercle Greiner Bio-One
- ✓ En polystyrène exempt de matériaux lourds
- ✓ Avec ergots
- ✓ Excellente clarté
- ✓ Fond plat et stable

Certificats :

- ✓ Stérile – irradié e-beam (bombardement d'électrons)
- ✓ Durée de vie : 5 ans après fabrication
- ✓ Non autoclavable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume max. 28 ml / Volume de travail : 6-7 ml
- ✓ Températures d'utilisation : -20°C à +60°C
- ✓ Poids : 7,4 - 7,8 g
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 60 x 15 mm

Unité de vente :

600 Boîtes de Pétri