


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	634004
<b>Désignation</b>	Automate de pipetage et dispensation Myra



### Description :

- ✓ Système automatique de pipetage et distribution paramétré par ordinateur
- ✓ Intègre les dernières avancées technologiques en matière de contrôle du mouvement et du pipetage
- ✓ Tête de pipetage interchangeable, avec caméra et capteur de pression intégrés pour une calibration des tubes aisée et une précision des volumes accrue
- ✓ Equipé de LED UV et d'un filtre HEPA pour assurer un environnement propre
- ✓ Parfait pour la préparation de mixes réactionnels de PCR et qPCR et leur dispensation dans les plaques ou tubes
- ✓ Compatibilité facilitée avec le thermocycleur en temps réel Mic du même fabricant
- ✓ Volume de pipetage ( $\mu\text{L}$ ) : 1-50
- ✓ Connectique : USB 2.0
- ✓ Dimensions (l x p x h) : 360 x 460 x 310 mm / 360 x 460 x 610 mm avec couvercle relevé
- ✓ Poids : 10 kg

### Unité de vente :

1 Automate de pipetage et dispensation Myra

---