

Désignation

- Thermocycleur qpcr MIC 2 canaux, 48 positions, avec licence HRM
- Référence : 634030

Unité de vente : 1



Description

- Appareil ultra compact : 15 x 15 x 13 cm
- Capacité de 48 tubes de 0,1 ml pour des volumes réactionnels de 5 à 30 μ l
- Bloc chauffé par induction magnétique et refroidi par ventilateur pour diminuer la durée d'un run
- Uniformité de puits à puits de $\pm 0,05$ °C et précision de température de $\pm 0,25$ °C grâce à sa technologie basée sur un rotor en aluminium en mouvement
- Pilotés par logiciel capable de contrôler jusqu'à 10 thermocycleurs (logiciel fourni, pc non fourni) ; connexion par câble USB ou antenne Bluetooth
- Versions 2 canaux
- Avec licence HRM

