


FICHE TECHNIQUE

Révision 3 – aout 2012

Désignation du produit : Boite de Pétri

Spécifications

| | |
|---------------------|--|
| | 635102  |
| Description | Boite de Petri |
| Dimension | Boite: Ø (extérieur): 93,0 mm (-0,4 mm) Hauteur: 15,8 mm (+0,1/-0,3 mm) Poids: 13,0 – 14,5 g |
| Volume | Volume de la boite : 25 ml |
| Matière | Boite : PS (Polystyrène), absence de métaux lourds Couvercle : PS (Polystyrène), absence de métaux lourds |
| Couleur | Boite : Transparente Couvercle : Transparent |
| Stérilisation | - |
| Ergots | + et 2 compartiments |
| Autres informations | Dispositif à usage unique Ventilation |

Caractéristiques

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Basic | |
| Température de stockage | - 20°C à +60°C |
| Autoclavable | - |
| Centrifugation, max RCF | - |
| Durée de vie | 5 ans après le mois de production |
| Autres informations | - |

Conditionnement

| | |
|-----------------|----------|
| Conditionnement | 20 / 480 |
|-----------------|----------|