

FICHE TECHNIQUE

Référence	639101
Désignation	Boîte de Pétri 145 mm



Description :

- ✓ Boîte de Pétri Greiner Bio-One
- ✓ Matériaux : polystyrène
- ✓ Avec ergots
- ✓ Excellente clarté
- ✓ Fond plat et stable
- ✓ Conditionné par sachets de 15

Certificats :

- ✓ Stérile : irradiée gamma
- ✓ Exempt de métaux lourds
- ✓ Non autoclavable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Surface de culture : 143 cm²
- ✓ Volume de travail 25-27 ml – Volume maxi : 240 ml
- ✓ Gamme de températures d'utilisation : -20°C à +60°C
- ✓ Dimensions (ø x h) : 145 x 20 mm

Unité de vente :

120 Boîtes de Pétri