


FICHE TECHNIQUE

Révision 09 – 31 mars 2014

Numéro de référence : 639102

Désignation du produit : Boite de Petri

Photo :



COMPOSITION :

Matière du tube : Polystyrène, absence de métaux lourds

Matière du couvercle : Polystyrène, Haute Densité, absence de métaux lourds

CARACTERISTIQUES:

Dimension nominale Ø x hauteur : 143.5 mm (+0.2/-0.4 mm)/ 20.9 mm

Poids 42g – 46g

Ergots : +

Version lourde : -

Couleur : Transparente

Volume max : 240 ml

Stérilité : -

Température (résistance) : - 20°C à +60°C

Autoclavable : -

Centrifugation #N/A

Durée de vie : #N/A

Autres informations : A usage unique

Élévations pour la ventilation de la culture

CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 15/120