


## Sterifeuilles® soft

### Feuilles de stérilisation

Référence	Taille ou dimensions
646020	1000 x 1000 mm blanc
649001	1000 x 1000 mm bleu
648001	1000 x 1000 mm vert
646023	1200 x 1200 mm blanc
649121	1200 x 1200 mm bleu
648121	1200 x 1200 mm vert
646451	450 x 450 mm blanc
649451	450 x 450 mm bleu
646454	450 x 450 mm vert
646501	500 x 500 mm blanc
646601	600 x 600 mm blanc
649601	600 x 600 mm bleu
648601	600 x 600 mm vert
646751	750 x 750 mm blanc
649751	750 x 750 mm bleu
648751	750 x 750 mm vert
646901	900 x 900 mm blanc
649901	900 x 900 mm bleu
648901	900 x 900 mm vert



#### Produit

Feuilles de stérilisation en papier crêpé et micro-crêpées à sec d'une grande douceur et offrant une bonne drapabilité. Existent en 3 coloris (bleu, vert, blanc).

**Les Sterifeuilles® soft sont conformes aux normes européennes EN ISO 11607-1 et EN 868-2.**

#### Indications / Classification

Destinées à être utilisées comme système de barrière stérile pour le conditionnement du linge médical, du matériel médico-chirurgical, d'articles de pansements... Pour la stérilisation à la vapeur et à l'oxyde d'éthylène.

Sterifeuilles® soft est un dispositif médical de classe I.

#### Spécifications

##### Composition :

Fibres de cellulose de première utilisation.

##### Caractéristiques :

Caractéristiques conformément à la norme 868-2 :

(Les valeurs mises entre parenthèses sont les standards de la norme EN 868-2 : 2009)

Grammage (ISO 536) : 60 g/m<sup>2</sup> + ou - 5 %

pH extrait (ISO 6588-2) : 7 (5 mini/8 maxi)

Teneur en chlorure (ISO 9197) : < 0,05 % (0,05 % maxi)

Teneur en sulfate (ISO 9198) : < 0,25 % (0,25 % maxi)

Fluorescence (EN 868-2 Annexe B) : conforme

Allongement (ISO 1924-2)

- sens marche : 14% (10 % mini)

- sens travers : 5 % (2 % mini)

Résistance à l'eau - Hydrophobie (EN 868-2 Annexe D) : 24 s (20 s mini)

Diamètre de pore (EN 868-2 Annexe E) : 35 µm (moyenne des diamètres < ou = 35 µm)

Drapé (EN 868-2 Annexe C)

- sens marche : 80 mm (pas d'exigence)

- sens travers : 150 mm (pas d'exigence)

Résistance à la traction (ISO 1924-2)



- sens marche : 2,1 kN/m (1,33 kN/m mini)
- sens travers : 1,3 kN/m (0,67 kN/m mini)
- Résistance à la traction humide (ISO 3781)
- sens marche : 0,7 kN/m (0,33 kN/m mini)
- sens travers : 0,4 kN/m (0,27 kN/m mini)

Caractéristiques complémentaires :

Perméabilité à l'air (ISO 5636-3) Méthode Bendtsen (2 feuilles) : 2900 ml/min ou 32,8  $\mu\text{m}/(\text{Pa}\cdot\text{s})$   
Résistivité (BS 6524) : 8.10e11 ohms (1.10e13 ohms maxi conforme EN 868-2 : 1999)  
La barrière microbienne est conforme à la norme DIN 58953-6 (états sec et humide).  
Les Sterifeuilles® soft sont résistantes aux cycles de stérilisation définis dans l'instruction ministérielle DGS/R13/2011/449 du 1er décembre 2011 (relative à la réduction des risques de transmission des A.T.N.C).

Absence de latex.  
Absence de phtalates.

## Présentation / Conditionnement

Emballés dans un film en polyéthylène puis en carton selon le tableau suivant.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / carton	Nb cartons / palette	Dimensions carton	Dimensions palette
646020	1000 x 1000 mm blanc	250	15	1010 x 540 x 110 mm	1200 x 800 x 1900 mm
646023	1200 x 1200 mm blanc	100	33	1210 x 330 x 115 mm	1200 x 800 x 1900 mm
646451	450 x 450 mm blanc	500	33	510 x 525 x 120 mm	1200 x 800 x 1900 mm
646454	450 x 450 mm vert	500	33	510 x 525 x 120 mm	1200 x 800 x 1900 mm
646501	500 x 500 mm blanc	500	33	510 x 525 x 120 mm	1200 x 800 x 1900 mm
646601	600 x 600 mm blanc	500	32	610 x 380 x 190 mm	1200 x 800 x 1900 mm
646751	750 x 750 mm blanc	250	44	810 x 290 x 140 mm	1200 x 800 x 1900 mm
646901	900 x 900 mm blanc	250	15	910 x 500 x 110 mm	1200 x 800 x 1900 mm
648001	1000 x 1000 mm vert	250	15	1010 x 540 x 110 mm	1200 x 800 x 1900 mm
648121	1200 x 1200 mm vert	100	33	1210 x 330 x 115 mm	1200 x 800 x 1900 mm
648601	600 x 600 mm vert	500	32	610 x 380 x 190 mm	1200 x 800 x 1900 mm
648751	750 x 750 mm vert	250	44	810 x 290 x 140 mm	1200 x 800 x 1900 mm
648901	900 x 900 mm vert	250	15	910 x 500 x 110 mm	1200 x 800 x 1900 mm
649001	1000 x 1000 mm bleu	250	15	1010 x 540 x 110 mm	1200 x 800 x 1900 mm
649121	1200 x 1200 mm bleu	100	33	1210 x 330 x 115 mm	1200 x 800 x 1900 mm
649451	450 x 450 mm bleu	500	33	510 x 525 x 120 mm	1200 x 800 x 1900 mm
649601	600 x 600 mm bleu	500	32	610 x 380 x 190 mm	1200 x 800 x 1900 mm
649751	750 x 750 mm bleu	250	44	810 x 290 x 140 mm	1200 x 800 x 1900 mm
649901	900 x 900 mm bleu	250	15	910 x 500 x 110 mm	1200 x 800 x 1900 mm

## Péremption

Durée de vie : 5 ans.