

### Sachet Clean Bag Ultrapropre en PEBD

- **Sachets en PEBD** Polyéthylène Basse Densité 100% vierge
- **Transformé et conditionné en salle propre ISO 7**
- **Soudage à chaud facile**
- **Epaisseur 100µm**
- **Conformité Alimentaire UE 10/2011**




### Caractéristiques Générales

- **Composition** : Polyéthylène Basse Densité 100% vierge PEBD  
Avec additifs pour une ouverture facile
- **Dimensions** :
  - Largeur de 100 à 1000 mm ,
  - Longueur interne de 200 à 1200 mm,
  - Epaisseur de 100 microns
- Conditionnement en double emballage.
- **Propreté** : Produits transformés et conditionnés en environnement contrôlé et classé ISO 7 selon l'ISO 14644-1
- **Environnement réglementaire** :
  - Conforme à la norme Européenne Foodgrade EU 10/2011
  - Qualité : Certifiée ISO 9001- 2015

## Données techniques

Caractéristiques	Données
Largeur en mm	100 à 1000 +/- 3%
Longueur en mm	200 à 1200 +/- 3%
Epaisseur moyenne en $\mu\text{m}$	<b>100</b> +/- 10%
Couleur	Transparent
Température de Stockage	T° ambiante à l'abris des UV dans l'emballage d'origine
Péremption	4 ans



## Gamme

Code DUTSCHER	Conditionnement de l'Unité de vente	Unités/carton
<b>649205</b>	Sachet Clean Bag dim 100x200mm 100 $\mu$ , carton de 1000pcs	1000
<b>649206</b>	Sachet Clean Bag dim 200x300mm 100 $\mu$ , carton de 500pcs	500
<b>649207</b>	Sachet Clean Bag dim 300x500mm 100 $\mu$ , carton de 500pcs	500
<b>649208</b>	Sachet Clean Bag dim 400x600mm 100 $\mu$ , carton de 250pcs	250
<b>649209</b>	Sachet Clean Bag dim 500x700mm 100 $\mu$ , carton de 250pcs	250
<b>649210</b>	Sachet Clean Bag dim 600x800mm 100 $\mu$ , carton de 250pcs	250
<b>649211</b>	Sachet Clean Bag dim 1 000x1 200mm 100 $\mu$ , carton de 100pcs	100