


L'EMBALLAGE SALLE PROPRE

SACHET CLEANZIP


Sachet CleanZip Ultrapropre en PEBD

- **Sachets en PEBD** Polyéthylène Basse Densité 100% vierge
- **Transformé et conditionné en salle propre ISO 7**
- **Zip refermable par pression**
- **Qualité Alimentaire ou Pharma**
- **2 épaisseurs disponibles 50 ou 100µm**



Caractéristiques Générales

- **Composition** : Polyéthylène Basse Densité 100% vierge
- **Dimensions** :
 - Largeur interne de 80 à 400 mm ,
 - Longueur interne de 150 à 500 mm,
 - Epaisseur de 50 ou 100 microns
- Conditionnement en double emballage de 100 pièces.
- **Propreté** : Produits transformés et conditionnés en environnement contrôlé et classé ISO 7 selon l'ISO 14644
- **Biocharge** : < 25 cfu
- **Environnement réglementaire** :
 - Conforme à la norme Européenne Foodgrade EU 10/2011
 - Conforme à la norme sur les métaux lourds EU94/62
 - Conforme à la norme sur les cytotoxiques ISO 10993-5
 - Conforme à la Pharmacopée Européenne Pharm.EUR 3.2.2.1 et Américaine USP <661>
- Qualité : Certifiée ISO 9001- 2015
- Péréemption 48 mois (4 ans)



Données techniques

Caractéristiques	Données
Largeur externe en mm	90 à 410 +/- 3%
Largeur interne en mm	80 à 400 +/- 3%
Longueur externe en mm	180 à 530 +/- 3%
Longueur interne en mm	150 à 500 +/- 3%
Epaisseur moyenne en μm	50 ou 100 +/- 10%
Couleur	Transparent
Température de Stockage	T° ambiante à l'abris des UV dans l'emballage d'origine
Péremption	4 ans

Gamme

Code DUTSCHER	Conditionnement de l'Unité de vente	Qualité	Unités/ carton
649212	Sachet CleanZip dim interne 80x150mm 50 μ , carton de 1500pcs	Pharma	
649213	Sachet CleanZip dim interne 100x200mm 50 μ , carton de 1000pcs	Pharma	
649214	Sachet CleanZip dim interne 150x250mm 50 μ , carton de 1000pcs	Pharma	
649215	Sachet CleanZip dim interne 200x300mm 50 μ , carton de 1000pcs	Pharma	
649216	Sachet CleanZip dim interne 300x400mm 50 μ , carton de 500pcs	Pharma	
649217	Sachet CleanZip dim interne 400x500mm 50 μ , carton de 500pcs	Pharma	
649236	Sachet CleanZip dim interne 80x150mm 100 μ , carton de 1500pcs	Pharma	
649237	Sachet CleanZip dim interne 100x200mm 100 μ , carton de 1000pcs	Pharma	
649238	Sachet CleanZip dim interne 150x250mm 100 μ , carton de 1000pcs	Pharma	
649239	Sachet CleanZip dim interne 200x300mm 100 μ , carton de 1000pcs	Pharma	
649240	Sachet CleanZip dim interne 300x400mm 100 μ , carton de 500pcs	Pharma	
649241	Sachet CleanZip dim interne 400x500mm 100 μ , carton de 500pcs	Pharma	
649224	Sachet CleanZip dim interne 80x150mm 50 μ , carton de 1500pcs	Food	
649225	Sachet CleanZip dim interne 100x200mm 50 μ , carton de 1000pcs	Food	
649226	Sachet CleanZip dim interne 150x250mm 50 μ , carton de 1000pcs	Food	
649227	Sachet CleanZip dim interne 200x300mm 50 μ , carton de 1000pcs	Food	
649228	Sachet CleanZip dim interne 300x400mm 50 μ , carton de 500pcs	Food	
649229	Sachet CleanZip dim interne 400x500mm 50 μ , carton de 500pcs	Food	
649242	Sachet CleanZip dim interne 80x150mm 100 μ , carton de 1500pcs	Food	
649243	Sachet CleanZip dim interne 100x200mm 100 μ , carton de 1000pcs	Food	
649244	Sachet CleanZip dim interne 150x250mm 100 μ , carton de 1000pcs	Food	
649245	Sachet CleanZip dim interne 200x300mm 100 μ , carton de 1000pcs	Food	
649246	Sachet CleanZip dim interne 300x400mm 100 μ , carton de 500pcs	Food	
649247	Sachet CleanZip dim interne 400x500mm 100 μ , carton de 500pcs	Food	