

## MICROPLAQUE 96 PUIITS

- / 650101
- / 650160 (stérile)
- / 650161 (stérile)
- / 650180 (stérile)
- / 650185 (stérile)

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Microplaque PA, 96 puits, Fond U, codage alphanumérique des puits 650101 : standard 650160 : traitement physique de surface, stérile 650161 : standard, stérile 650180 : traitement physique de surface, couvercle standard, stérile 650185 : surface hydrophobe (sans traitement), couvercle standard, stérile
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing »
<b>Volume</b>	Volume total : 323 µl (calcul mathématique) Volume de travail : 40 – 280 µl 650160, -180 : zone de croissance : 0,35 cm <sup>2</sup>
<b>Matériaux</b>	PS (Polystyrène), absence métaux lourds
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Stérilisation</b>	650101 : non 650160, -161, -180, -185 : SAL 10 <sup>-3</sup>
<b>Contrôle qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Autres informations</b>	Usage unique

### Caractéristiques

Toutes les références : exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.  
650160, -180, -185 : contenu non cytotoxique

<b>Plages température</b>	-20°C à +60°C
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Centrifugation,</b>	1000 x g : rotor libre
<b>RCF max</b>	

**Résistance chimique** Voir notre page internet [https://www.gbo.com/en\\_INT/know-how-services/download-center.html](https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html)

**Durée de conservation** 650101 : N/A  
650161, -185 : 5 ans après le mois de production  
650160, -180 : 4 ans après le mois de production

## Conditionnement

<b>Pièces / sachet</b>	650101 : 10
	650160 : 1
	650161 : 2
	650180, -185 : 1

<b>Pièces / carton</b>	650101 : 100
	650160 : 75
	650161 : 100
	650180, -185 : 60

**Numéro de lot** E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

**Autre information** Certificat qualité

## Image

