


FICHE TECHNIQUE

Référence	650185
Désignation	Plaques



Description :

- ✓ En Polystyrène faible auto-fluorescence
- ✓ Stérile
- ✓ Volume : 40 – 280 µl / puits
- ✓ Puits fond rond
- ✓ 96 puits
- ✓ RNase / DNase free
- ✓ Avec Couvercle avec anneaux de condensation et détrompeur
- ✓ Traitée pour la culture en suspension
- ✓ Empilables
- ✓ Non cytotoxiques, non pyrogènes

Unité de vente :

60 Plaques
