


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	650201
<b>Désignation</b>	Plaque



### Description :

- ✓ En Polypropylène
- ✓ Autoclavable
- ✓ Volume : 300  $\mu$ l
- ✓ 96 puits à fond rond
- ✓ Couleur : Naturel
- ✓ RNase/DNase Free
- ✓ Résistant à des températures de  $-196^{\circ}$  C à  $+121^{\circ}$  C
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 4800 g

### Unité de vente :

100 Plaques

---