

Plaque, 96w, V, chimney,
polypropylène, transp,
340µl/w, 10pc, stérile

651261



— Informations principales

Description du produit:	Plaque, 96w, V, chimney, polypropylène, transp, 340µl/w, 10pc, stérile
Stérile:	sterile
Conditionnement:	100
Sous conditionnement :	10

— Emballage

Poids emballage:	3,77 kg
Dimension emballage:	455 x 280 x 155 mm
Conditionnement:	100
Sous conditionnement :	10
PAL:	8800

— Informations détaillées

Volume de remplissage (ml)\n:	0.00
-------------------------------	------