

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	653103
<b>Désignation</b>	Lamelle en verre 45 x 70 mm Greiner Bio-One



### Description :

- ✓ Destinées aux applications de détermination sérologique des antigènes HLA
- ✓ Traitées pour la culture cellulaire, stériles
- ✓ 60 ou 72 puits de 10  $\mu$ l
- ✓ Avec couvercle individuel, ou empilables (1 couvercle par sachet en haut de la pile)
- ✓ Dimensions : 45 x 70 mm

### Unité de vente :

100 Lames

---