


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	655075
<b>Désignation</b>	Plaque 96 puits blanche ps fond plat greiner lumitrac



### Description :

- ✓ Plaque 96 puits
- ✓ Coloris blanc
- ✓ Fond plat
- ✓ Volume 392  $\mu$ l
- ✓ Matière : PS (Polystyrène)
- ✓ Température d'utilisation : -20 à +60°C
- ✓ Dimensions : 85,48 x 127,76 mm

### Unité de vente :

40 Plaques