

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	655083
<b>Désignation</b>	Plaques



### Description :

- ✓ En polystyrène
- ✓ Nombre de puits : 96
- ✓ Traitées pour l'adhésion cellulaire
- ✓ Pour les applications en fluorescence et luminescence
- ✓ Stériles
- ✓ Volume de travail / puits : 25 – 340 µl
- ✓ Avec couvercle
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Unités d'emballage : 8 plaques

### Unité de vente :

32 Plaques

---