

	FICHE TECHNIQUE
	Microplaque 96 puits, PS, fond plat
	Références Greiner no. 6551xx
Concerne les références Greiner 655101, 655160 (stérile), 655161 (stérile), 655162 (stérile), 655180 (stérile), 655182 (stérile), 655185 (stérile)	

REVISION 03

1.	Description / Spécification	
1.1	Description	Microplaque PS, 96 puits, transparente, Fond plat 655101 : standard 655161 : standard, stérile 655160, -162 : Traitement physique de surface, puit cheminée, stérile 655180 -182 : Traitement physique de surface, puit cheminée, couvercle avec cercles de condensation, stérile 655185 : surface hydrophobe (sans traitement), puit cheminée, couvercle avec cercles de condensation, stérile
1.2	Dimensions	<u>Plaque</u> : longueur: 127,76 (+/-0,2 mm) largeur: 85,48 mm (+/- 0,2 mm) courbure : ≤ 200 µm <u>Couvercle</u> : longueur:127,5 mm (+/- 0,2 mm) largeur: 85,0 mm (+/- 0,2 mm)
1.3	Volume par puit	655101, -161: total volume: 382µL (calculé mathématiquement) volume de travail: 25-340µL 655160, -162, -180, -185: volume total:392µl (calculé mathémat) volume de travail: 25-340µL 655160, -162, -180, -182: zone de culture: 0,34cm ²
1.4	Nature du Matériau	PS (Polystyrène), exempt de métaux lourds
1.5	Couleur	<u>plaque</u> : transparente <u>Couvercle</u> : transparent
1.6	Stérilisation	655101: Non 655160, -161, -162, -180, -182, -185: SAL 10-3
1.7	Contrôle Qualité	<u>Matériau</u> : test physique <u>Produit fini</u> : test des caractéristiques fonctionnelles et variables selon les spécifications en cours
1.8	Autres	- A usage unique Elevations pour ventilation de culture

2	Caractéristiques	
2.1	Caractéristiques de base	Toutes références : exempt de Dnase/Rnase et ADN humain, non pyrogénique 655160, -162, -180, -182 : non cytotoxique
2.2	Température	-20°C à +60°C
2.3	Autoclavable	Non
2.4	Centrifugation, max RCF	4800 x g: rotor à godets oscillants
2.5	Résistance Chimique	Voir site www.gbo.com/bioscience - Produits - Information technique - Résistance Chimique des Résines
2.6	Durée de vie / Péremption	655101: n/a 655160, -162, -180, -182: 4 ans après mois de production 655161, -185: 5 ans après mois de production
2.7	Autres	-

3.	Conditionnement / Marquage	

	FICHE TECHNIQUE
	Microplaque 96 puits, PS, fond plat
	Références Greiner no. 6551xx
Concerne les références Greiner 655101, 655160 (stérile), 655161 (stérile), 655162 (stérile), 655180 (stérile), 655182 (stérile), 655185 (stérile)	

REVISION 03

	655101, -162	
	Quantité par sachets	5
	Quantité par carton	100
	Numéro de lot	EAAMMXXX (site de production, Année, Mois, référence SAP)
	Autres :	Certificat qualité inclus
	655160	
	Quantité par sachets	1
	Quantité par carton	300
	Numéro de lot	EAAMMXXX (site de production, Année, Mois, référence SAP)
	Autres :	Certificat qualité inclus
	655161	
	Quantité par sachets	2
	Quantité par carton	100
	Numéro de lot	EAAMMXXX (site de production, Année, Mois, référence SAP)
	Autres :	Certificat qualité inclus
	655180, -185	
	Quantité par sachets	1
	Quantité par carton	240
	Numéro de lot	EAAMMXXX (site de production, Année, Mois, référence SAP)
	Autres :	Certificat qualité inclus
	655182	
	Quantité par sachets	10
	Quantité par carton	160
	Numéro de lot	EAAMMXXX (site de production, Année, Mois, référence SAP)
	Autres :	Certificat qualité inclus