

# MagPen™, bouchons Téflon, aimants, vendu par 3



Référence produit: 657850

## — Informations principales

Description du produit:	MagPen™, bouchons Téflon, aimants, vendu par 3
Stérile:	non-sterile
Conditionnement:	3
Conditionnement minimal de Vente	3

## — Emballage

Poids emballage:	0,00 kg
Dimension emballage:	139 x 101 x 12 mm
Conditionnement:	3

## — Informations détaillées

Volume de remplissage (ml)\n: 0.00

### MagPen 3 Pack:

- Teflon caps (3)
- Magnets (3)

Instructions for use can be found in the download center of our website with the article number of the corresponding kit.