

## FICHE TECHNIQUE

Révision 6 – janvier 2014

Désignation du produit : Flacon CELLSTAR® Standard pour culture cellulaire

### Spécifications

	660160 
Description	Flacon CELLSTAR® Standard (profil bas) pour culture cellulaire avec traitement de surface et bouchon vissant
Dimension	(L x l x H) 225,2 x 111,0 x 37,25 mm
Volume	Volume: 550 ml Volume de travail : 20-45 ml Surface de croissance : 175 cm <sup>2</sup>
Matière	Flacon: PS (Polystyrène), absence de métaux lourds Bouchon: HDPE (Polyéthylène haute densité), absence de métaux lourds
Couleur	Flacon : transparente Zone d'écriture : blanche, graduation blanche Bouchon : rouge
Stérilisation	+ SAL 10 <sup>-3</sup>
Autres informations	A usage unique Date d'expiration et numéro de lot imprimés sur le bouchon

### Caractéristiques

Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens, non-cytotoxique
Température de stockage	- 20°C à +60°C
Autoclavable	-
centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	4 ans après le mois de production
Autres informations	-

### Conditionnement

Quantité par sachet	5
Quantité par carton	50