


FICHE TECHNIQUE

Révision 8 – janvier 2014

Désignation du produit : Flacon CELLSTAR® Standard pour culture cellulaire

Spécifications

	661160 
Description	Flacon CELLSTAR® Standard (profil bas) pour culture cellulaire avec traitement de surface et bouchon vissant
Dimension	(L x l x H) 225.3 x 111.0 x 46.3 mm
Volume	Volume: 650 ml Volume de travail : 20-85 ml Surface de croissance : 175 cm ²
Matière	Flacon: PS (Polystyrène), absence de métaux lourds Bouchon: HDPE (Polyéthylène haute densité), absence de métaux lourds
Couleur	Flacon : transparente Zone d'écriture & graduation blanche Bouchon : rouge
Stérilisation	+ SAL 10 ⁻³
Autres informations	A usage unique Date d'expiration et numéro de lot imprimés sur le bouchon

Caractéristiques

Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens, non-cytotoxique
Température de stockage	- 20°C à +60°C
Autoclavable	-
centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	4 ans après le mois de production
Autres informations	-

Conditionnement

Quantité par sachet	4
Quantité par carton	40