

BOITE DE CULTURE

- / 664102
- / 664160 (stérile)
- / 664161 (stérile)
- / 664160-TRI (stérile)

Description / spécifications

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation | Boîte de Pétri avec ergots, modèle renforcé 664102 : standard 664160 : CELLSTAR®, physical surface treatment, stérile 664161 : stérile 664160-TRI : CELLSTAR®, traitement physique de surface, stérile, triple emballage |
| Dimensions | Voir « Customer Drawing » Poids couvercle : 8,1 - 8,6 g Poids boîte : 10,3 - 10,8 g |
| Volume | Volume maximal : 100 ml Volume de travail : 16-17 ml 664160, -160-TRI : Zone de croissance : 58cm ² |
| Matériaux | Boîte et couvercle : PS (Polystyrène), absence métaux lourds |
| Couleur | Boîte et couvercle : transparent |
| Stérilisation | 664102 : non 664160, -161 : SAL 10 ⁻³ 664160-TRI : SAL 10 ⁻⁶ |
| Contrôle qualité | <u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide |
| Autres informations | Usage unique Élévations pour la ventilation de la culture |

Caractéristiques

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 664102, -161 : - | |
| 664160, -160-TRI : Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenus non cytotoxiques. | |
| Plages température | -20°C à +60°C |
| Autoclavable | Non |
| Centrifugation, RCF max | N/A |
| Résistance chimique | Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html |
| Durée de conservation | 664102: n/a 664160, -160-TRI : 4 ans après le mois de production 664161 : 5 ans après le mois de production |

Conditionnement

Pièces / sachet 664102, -160, -161 : 15
664160-TRI : 15 (triple emballage)

Pièces / carton 664102, -160, -161 : 360
664160-TRI : 180

Numéro de lot E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Autre information 664160, -160-TRI : Certificat de qualité à télécharger

Autre information

664160 / 664160-TRI : Pour recherche uniquement. Non pour diagnostics

Image

