


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	665180
<b>Désignation</b>	Plaque de culture



---

### Description :

- ✓ 12 puits
- ✓ Fabriquée en polystyrène traité culture cellulaire afin d'optimiser l'adhésion cellulaire
- ✓ Plaque en polystyrène faible autofluorescence
- ✓ Empilables
- ✓ Emballage pelable
- ✓ Couvercle avec anneaux de condensation et détrompeur
- ✓ Numéro de lot sur chaque plaque, date de péremption sur chaque sachet
- ✓ Non cytotoxique, non pyrogène
- ✓ Volume total du puit : 6,5 ml – volume de travail : 2-4 ml
- ✓ Dimensions : 127,76 x 85,48 x 19 mm

### Unité de vente :

100 Plaques de culture

---