

## Pompes de dosage Dosi-Pump



**Dosi-Pump 4 ml**  
Dosage standard env. 4 ml par pression.



**Dosi-Pump 30 ml**  
Dosage standard env. 30 ml par pression.



**Dosi-Pump 30 ml, sortie fixe**  
Dosage standard env. 30 ml par pression, la pompe dispose d'une sortie fixe.



**Dosi-Pump 100 ml, sortie fixe**  
Dosage standard env. 100 ml par pression, la pompe dispose d'une sortie fixe.




**Dosi-Pump 250 ml, sortie fixe**  
Dosage standard env. 250 ml par pression, la pompe dispose d'une sortie fixe.

Pompes de dosage adaptées aux fûts, bidons, ballons ou flacons, permettant de doser des liquides à viscosité variée.

Les pompes de dosage sont montées sur le dispositif de fermeture de votre récipient (voir tableau Support alésage). Percer un trou correspondant dans la fermeture, enfoncer la pompe et la visser par le bas.  
Un raccord de récipient adéquat avec support alésage n'est pas compris dans l'étendue de la livraison.

► Parties en contact avec le produit en PP, PE et inox

Pompes de dosage Dosi-Pump 							
	Course approx. ml	Sup-port alésage Ø mm	Profondeur d'immersion cm	Tarif €	Rabais de quantité dès	Tarif échelonné €	Réf.
①	4	21	25	7,80	100	6,20	5607-1004 N3
②	30	28,5	38,5	12,45	100	9,95	5607-2030 N3
③	30	22	33,5	21,25	100	17,00	5607-3030 N3
④	100	28,5	29,5	67,15	100	53,75	5607-4100 N3
⑤	250	28,5	41,5	83,60	100	66,90	5607-5250 N3

