

Pompes de dosage Dosi-Pump



Dosi-Pump 4 ml
Dosage standard env. 4 ml par pression.



Dosi-Pump 30 ml
Dosage standard env. 30 ml par pression.



Dosi-Pump 30 ml, sortie fixe
Dosage standard env. 30 ml par pression, la pompe dispose d'une sortie fixe.



Dosi-Pump 100 ml, sortie fixe
Dosage standard env. 100 ml par pression, la pompe dispose d'une sortie fixe.




Dosi-Pump 250 ml, sortie fixe
Dosage standard env. 250 ml par pression, la pompe dispose d'une sortie fixe.

Pompes de dosage adaptées aux fûts, bidons, ballons ou flacons, permettant de doser des liquides à viscosité variée.

Les pompes de dosage sont montées sur le dispositif de fermeture de votre récipient (voir tableau Support alésage). Percer un trou correspondant dans la fermeture, enfoncer la pompe et la visser par le bas.
Un raccord de récipient adéquat avec support alésage n'est pas compris dans l'étendue de la livraison.

► Parties en contact avec le produit en PP, PE et inox

| Pompes de dosage Dosi-Pump  | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|---------|------------------------|-------------------|-----------|----|
| Course approx. ml | Sup-port alésage Ø mm | Profondeur d'immersion cm | Tarif € | Rabais de quantité dès | Tarif échelonné € | Réf. | |
| ① 4 | 21 | 25 | 7,80 | 100 | 6,20 | 5607-1004 | N3 |
| ② 30 | 28,5 | 38,5 | 12,45 | 100 | 9,95 | 5607-2030 | N3 |
| ③ 30 | 22 | 33,5 | 21,25 | 100 | 17,00 | 5607-3030 | N3 |
| ④ 100 | 28,5 | 29,5 | 67,15 | 100 | 53,75 | 5607-4100 | N3 |
| ⑤ 250 | 28,5 | 41,5 | 83,60 | 100 | 66,90 | 5607-5250 | N3 |

