

Désignation

- Flacon rond à col large ldpe 500 ml

Référence

- 670858

Unité de vente : 1



Description

- Flacon à col large LDPE
- Flacons en LDPE à large ouverture de col et avec bouchon fileté
- Manipulation facile grâce à l'ouverture large du col
- Durable et facile à nettoyer
- Pour une utilisation polyvalente
- Type de fermeture : Bouchon à vis
- Contenu : 500 ml
- Dimensions du corps :
Type de fermeture : Bouchon à vis
- Filetage : GL 50, Modèle : Filetage mâle
- Hauteur avec fermeture : 158 mm
- Ø du récipient : 77 mm

