

Désignation

- Flacon rond à col large ldpe 1000 ml

Référence

- 670860

Unité de vente : 1



Description

- Flacons en LDPE à large ouverture de col et avec bouchon fileté
- Manipulation facile grâce à l'ouverture large du col
- Durable et facile à nettoyer
- Pour une utilisation polyvalente
- Type de fermeture : Bouchon à vis
- Contenu : 1000 ml
- Dimensions du corps :
Type de fermeture : Bouchon à vis
- Filetage : GL 65, Modèle : Filetage mâle
- Hauteur avec fermeture : 209 mm
- Ø du récipient : 95 mm

