

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Référence</b>   | 670909                          |
| <b>Désignation</b> | Tube télescopique<br>1,15 – 3 m |



---

### Description :

- ✓ Bien adapté pour des prélèvements en bassin, cuves, plan d'eau
- ✓ A compléter par un bécher ou un porte flacon
- ✓ Réglable en longueur
- ✓ Chaque tube dispose d'une butée, ainsi il est impossible de provoquer une désolidarisation par accident
- ✓ Rigidité accrue grâce à un profil laminé à froid
- ✓ Ressorts en inox
- ✓ Longueur : de 1,15 m à 3 m

### Unité de vente :

1 Tube télescopique 1,15 à 3 m

---