

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	670931
<b>Désignation</b>	Incubateur-Clean



### Description :

- ✓ Désinfectant en solution pour les incubateurs, les paillasse stériles en culture de cellules et en laboratoire de biologie moléculaire
- ✓ Evite la contamination et la croissance de champignons et de spores, des levures, bactéries et spores, mycoplasmes et virus (y compris HIV et Hépatite B)
- ✓ Composant actif : benzylammonium quaternaire
- ✓ Non toxique et biodégradable
- ✓ Compatible avec la plupart des surfaces de travail : aluminium, chrome, acier nickel, polycarbonate...
- ✓ Solution stérile, filtrée, livrée en bouteille spray
- ✓ Conservation : à température ambiante
- ✓ Stabilité : minimum 3 ans
- ✓ Recommandations d'utilisation :
  - incubateurs : passer le spray dans les incubateurs tous les 15 jours
  - sèche sans laisser de résidu, il n'est donc pas nécessaire de rincer
  - Paillasse stériles : à utiliser avant chaque manipulation sur la paillasse
- ✓ Volume : 500 ml

### Unité de vente :

1 Incubator-Clean

---