


FICHE TECHNIQUE

Référence	670935
Désignation	Aquabator-Clean



Description :

- ✓ Désinfectant à utiliser dans les bains-marie contre les bactéries et les champignons
- ✓ Conditions d'utilisation : 10 ml par litre d'eau - changer l'eau toutes les 4-6 semaines et rajouter de l'aquabator-Clean toutes les une à deux semaines
- ✓ Stable à 100 °C
- ✓ Biodégradable

Unité de vente :

1 Flacon de 250 ml
