

FICHE TECHNIQUE

Référence	670949
Désignation	Générateur de lumière froide CLD-01



Description :

- ✓ Source de lumière: LED 14 W, équivalent à une lampe halogène de 100 W
 - ✓ Eclairage à 10 cm : 70000 lux
 - ✓ Potentiomètre de réglage de l'intensité lumineuse
 - ✓ Source d'alimentation extérieure fournie
-
- ✓ Dimensions (l x L) : 200 x 120 mm
 - ✓ Poids : 4,1 kg
 - ✓ Alimentation électrique 110/240 V, 50/60 Hz

Unité de vente :

1
