

FICHE TECHNIQUE

Référence	670953
Désignation	Tige télescopique



Description :

- ✓ Longueur min/max : 1.65 / 4.5 (mètre)

Caractéristiques techniques :

- ✓ À compléter par, au choix :
 - bécber à angle variable
 - bécber sur balancier
 - porte flacon
- ✓ Bien adapté pour des prélèvements en bassin, cuves, plan d'eau
- ✓ Tige télescopique, réglable en longueur, pour des prélèvements jusqu'à 6 m de profondeur

Unité de vente :

A l'unité