

FICHE TECHNIQUE

Référence	670983
Désignation	Bandelette quantofix chlorure 0 - 3000 mg/l



Description :

- ✓ Bandelettes test semi-quantitatives pour la détermination des chlorures. Idéal pour l'analyse rapide et facile des chlorures directement sur place. Aucun entretien ou étalonnage n'est requis.
- ✓ Paramètre Chlorure
- ✓ Marque QUANTOFIX
- ✓ Graduation Chlorure - 0 • 500 • 1000 • 1500 • 2000 • ≥ 3000 mg/L Cl⁻
- ✓ Changement de couleur Chlorure - marron → jaune
- ✓ Evaluation sur réflectomètre : Non
- ✓ Méthode Chlorure - Chromate d'argent
- ✓ Réactif supplémentaire Non
- ✓ Température de stockage 2-8 °C
- ✓ Stabilité (à partir de la production) : 2.5 ans
- ✓ Contenu : 100 languettes test dans une boîte, instruction
- ✓ Substances dangereuses Non

Unité de vente :

100 Bandelettes