

## Désignation

- Réactif spectroquant dco c4/25 wtw 25-1500mg/l

## Référence

- 671010

Unité de vente : 25 tubes



## Description

- TUBES DCO 25-1500MG/L WTW 252071
- Dimensions : tube de 16 mm
- Echelle DCO : 25 - 1500 mg/L
- À utiliser avec (équipement) : Photomètres PhotoLab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral, Ph
- Volume : 10 mL
- À utiliser avec (équipement) : Photomètres PhotoLab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral, Ph

