

### Désignation

- Bloc chauffant WTW CR4200 - avec 2 blocs pour 2 x 12 tubes diamètre 16 mm

### Référence

- 671017

Unité de vente : 1



---

### Description

- WTW™ Thermoréacteur à longueur d'onde variable avec 4 réglages de température
- Pour la désintégration de la DCO, de l'azote total et du phosphore total
- Tension : 230/115 V
- Profondeur : 315 mm
- Application : Tâches courantes et spécialisées dans les eaux usées et dans les laboratoires
- Capacité 2 x 12 cuves de réaction dans 2 bains à sec
- Hertz 50/60 Hz
- Puissance 560 W
- Alimentation électrique 115 / 230 V  $\pm$  15 %, 50 / 60 Hz, 560 W
- Hauteur : 185 mm
- Largeur : 256 mm

