

FICHE TECHNIQUE

Référence	671026
Désignation	Bandelette merckoquant 10025 dureté totale 3 - 21 dh



Description :

- ✓ Le test de dureté totale peut être utilisé pour mesurer la dureté de l'eau. La dureté de l'eau est due à la présence d'alcalis terreux, principalement le calcium et le magnésium. La dureté totale est mesurée comme étant la somme de tous les ions calcium et magnésium.
- ✓ Stockage : Conserver de +15°C à +25°C.
- ✓ Conditionnement : Boîte carton de 100 tests

Unité de vente :

100 Bandelettes