

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	671033
<b>Désignation</b>	Bandelette merckoquant chlore 0 - 20 mg/l



### Description :

- ✓ Méthode colorimétrique avec bandelettes-test 0 - 0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 mg/l Cl<sub>2</sub> MQuant®
- ✓ Le test de chlore est un test exploratoire rapide permettant de déterminer la présence de chlore et, à l'origine, il a été conçu pour contrôler l'utilisation des désinfectants chlorés. Les désinfectants chlorés sont toujours utilisés dans le monde entier, leur principale application étant la chloration de l'eau potable et de l'eau des piscines.
- ✓ Stockage : Conserver de +2°C à +8°C.

### Unité de vente :

75 Bandelettes