

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Référence | 671041 |
| Désignation | Préleveur MILKY |



Description :

- ✓ En inox
- ✓ Profondeur de perçage : 385 mm
- ✓ Longueur totale : 480 mm
- ✓ Diamètre : 28 mm
- ✓ Volume : 150 ml
- ✓ Echantillonneur universel pour poudres et granulés
- ✓ Conforme norme DIN et IDF pour les poudres de lait

Unité de vente :

1 Préleveur
