

FICHE TECHNIQUE

Référence	671058
Désignation	Test ammonium



Description :

- ✓ Méthode : colorimétrique selon Nessler, avec carte des couleurs et comparateur coulissant 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 mg/l NH₄⁺ MQuant®
- ✓ Le test mesure les ions ammonium et l'ammoniac dissous, par exemple eaux souterraines et eaux de surface, l'eau de mer, l'eau potable et l'eau d'aquarium.
- ✓ Le kit de test contient la carte des couleurs facile à utiliser
- ✓ 150 Tests

Unité de vente :

1 Test ammonium
