

FICHE TECHNIQUE

Référence	671076
Désignation	Armoire réfrigérée



Description :

- ✓ Volume : 445 litres
- ✓ Dimensions internes : 600 x 560 x H 1452 mm
- ✓ Dimensions externes : 750 x 730 x H 1640 mm
- ✓ Poids : 78.5 Kg
- ✓ Nombre prise : 9
- ✓ Gamme de température +2 + 40°C
- ✓ Résolution 0,1°C
- ✓ Précision +/-1°C
- ✓ Equipée pour la DBO
- ✓ Porte pleine
- ✓ Intérieur plastique blanc
- ✓ Carrosserie blanche
- ✓ Régulation électronique PID
- ✓ Affichage numérique de la température
- ✓ Livré avec clayettes (x4) et grille de fond

Unité de vente :

1 Armoire
