


## Enregistreur de température sur disque 7j. - sonde PT 1000 étalonnée - intégré en façade



### Informations produit

- › Enregistreur de température autonome avec sonde électronique PT1000.
- › Disque papier 7 jours, échelle -35°C à +15°C.
- › Alimentation par piles (autonomie environs 12 mois) pour maintien de l'enregistrement en cas de coupure de courant.
- › Sonde électronique PT1000 livrée avec certificat d'étalonnage.
- › Accès sécurisé au disque par porte plexi épaisseur 4mm équipée d'une fermeture à clé.
- › Manipulation facile du bras porte plume et du bouton presse diagramme pour le remplacement du disque et de la plume.
- › Bouton et repère pour faciliter l'avancement du disque au jour et à l'heure désirés.
- › Compartiment piles placé en façade (derrière le disque) pour faciliter le remplacement.
- › Livré avec 100 disques , 2 plumes et 2 piles Lithium 3,6V.
- › Enregistreur intégré dans le bandeau de l'appareil.

## Données techniques

---

### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	1
----------------	---

### LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	1
-----------------	---

DOMINIQUE DUTSCHER SAS