

LKexv 1800

Réfrigérateur de laboratoire
commande mécanique
MediLine



| | |
|--|---------------------------|
| Volume brut/utile | 180/160 l |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H) | 600/600/860 |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H) | 513/441/702 |
| Consommation électrique en 365 jours | 328 kWh |
| Température ambiante | +10 °C à +30 °C |
| Dégagement de chaleur | 421 kJ/h |
| Réfrigérant | R 600a |
| Niveau sonore | 47 dB(A) |
| Fréquence / tension | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Système de réfrigération | dynamique |
| Dégivrage | automatique |
| Plage de température réglable | +1 °C à +15 °C |
| Gradient / fluctuation max. | 10,2 °C / 7,4 °C |
| Matériau de l'habillage/couleur | acier / blanc |
| Matériau de la porte | acier |
| Matériau de la cuve intérieure | ABS alimentaire blanc |
| Régulation électronique | bouton rotatif |
| Tablettes de rangement réglables | 3 |
| Type de clayettes | verre |
| Surface de rangement utile en mm (L / P) | 510 / 412 |
| Résistance tablettes de rangement | 40 kg |
| Poignée barre | Poignée barre ergonomique |
| Type de serrure | mécanique |
| Ouverture de porte | à droite, réversibles |
| Poids brut/net | 41/38 kg |
| EAN-Nr. | 9005382168356 |